

faktura/adres dostawy

Zamówienie

Wycena

## Fotelik samochodowy rehabilitacyjny **IPAI** **LGT**

### Informacje podstawowe

#### informacje o standardzie:

- testowany zderzeniowo zgodnie z ECE-R44/04
- pasy 5-punktowe z tapicerką, regulowana wysokość, możliwość niezależnego zapinania
- duża podkładka ochronna klamry
- dołączony adapter ISOFIX z regulacją w jedną ręką
- regulacja wysokości zagłówka z prowadnicami pasów
- ochrona przed uderzeniem bocznym SICT-regulowana oddzielnie dla każdej strony
- peloty z indywidualną regulacją wysokości
- zdejmowalny, oddychający pokrowiec (można go prać w temperaturze 30°C)
- każde akcesoria można domontować w kilka sekund, nawet po zakupie!

ECE-R44/04  
tested by



#### Wymiary

	IPAI-LGT
Szerokość siedziska (biodra)	31 cm
Szerokość siedziska (kolana)	34 cm
Głębokość	30 cm
Wysokość ramion	41 - 54 cm
Wysokość oparcia	59 - 74 cm
Wysokość pelot	20 - 33 cm
Dystans między pelotami	14 - 28 cm
Kąt oparcia	85° - 160°
Wysokość całkowita	68 - 88 cm
Szerokość całkowita	51 cm
Głębokość Całkowita	42 cm
Waga fotelika	ab 7,0 kg
Obciążenie max	36 kg

**IPAI-LGT**  
czarny  
(460000-E)

**dodatki do stabilizacji**

klin, zdejmowalny

 (460400-E)

opaska podtrzymująca głowę

 (460630-E)


stolik

 (460600-E) **pozostałe dodatki**

mata chroniąca siedzenie

 (460780-E)taśma łącząca pasy na klatce piersiowej  
(dla poprawy ułożenia pasów na klatce piersiowej) (460640-E)

kąt odchylenia siedzenia (10°)

 (460100-E)

adapter głębokości siedziska

 (460850-E) **notatki**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---